


CHIRURGIE

SURGERY

TIEFGREIFENDE EXTRAKTIONSZangen


DEEP GRIPPING EXTRACTING FORCEPS

OK-SCHNEIDEZÄHNE UPPER CANINES




11-34A
Standard-Griff
REF 11900

OK-WURZELN UPPER ROOTS



11-331
Standard-Griff
REF 11901

OK-PRÄMOLAREN UPPER PREMOLARS



11-35A
Standard-Griff
REF 11902

UK-PRÄMOLAREN LOWER PREMOLARS



11-336
Standard-Griff
REF 11903

UK-PRÄMOLAREN LOWER PREMOLARS



11-36A
Standard-Griff
REF 11904



Anatomischer Griff auf Anfrage!
anatomical handle on demand!

KRONENABNEHMERZangen

CROWN REMOVER




OK gerade
Upper straight
Anatomischer-Griff
anatomical handle
REF 06835

2 Stück Ersatzbacken
2 pcs. rubber tips
REF 06833



UK gebogen
Lower curved
Anatomischer-Griff
anatomical handle
REF 06836

2 Stück Ersatzbacken
2 pcs. rubber tips
REF 06833



„mini“ gebogen
„mini“ curved
grazile Ausführung
REF 06837

2 Stück Ersatzbacken
2 pcs. rubber tips
REF 06834



CHIRURGIE SURGERY

EXTRAKTIONSZangen

EXTRACTING FORCEPS



Robuste Zahnzangen mit präzise ausgearbeitetem Zangenmaul mit Haftprofil, Gelenk mit integrierter Teflonscheibe, Rautengriff für sicheren Halt.

Robust extracting forceps with precisely finished beaks with non-slip profile, with teflon ring in the joint, handle with rhomb profile for firm grip.



Standard-Griff
standard handle

OK-SCHNEIDEZÄHNE UPPER CANINES



11-1
Standard-Griff
REF 11800

OK-PRÄMOLAREN UPPER PREMOLARS



11-7
Standard-Griff
REF 11801

OK-MOLAREN rechts UPPER MOLARS right



11-17
Standard-Griff
REF 11802

OK-MOLAREN links UPPER MOLARS left



11-18
Standard-Griff
REF 11803

OK-DRITTE MOLAREN UPP. THIRD MOLARS



11-67A
Standard-Griff
REF 11808

OK-WURZELN UPPER ROOTS



11-51A
Standard-Griff
REF 11804

UK-WURZELN LOWER ROOTS



11-33
Standard-Griff
REF 11806

UK-DRITTE MOLAREN LOWER THIRD MOLARS




11-79
Standard-Griff
REF 11807

UK-PRÄMOLAREN LOWER PREMOLARS



11-13
Standard-Griff
REF 11805

UK-MOLAREN LOWER MOLARS



11-22
Standard-Griff
REF 11810

KINDERZangen

EXTRACTING FORCEPS FOR CHILDREN

OK-SCHNEIDEZÄHNE UPPER CANINES



11-137B
Standard-Griff
REF 11832

OK-MOLAREN UPPER MOLARS



11-3B
Standard-Griff
REF 11834

UK-MOLAREN LOWER MOLARS



11-6B
Standard-Griff
REF 11830

UK-WURZELN LOWER ROOTS



11-7B
Standard-Griff
REF 11831

WEITERE FORMEN AUF ANFRAGE!
MORE FORCEPS ON DEMAND!